



GALIX

BIOMEDICAL INSTRUMENTATION, INC.

PHYSIO-28: Polígrafo para Electrofisiología con Estimulador Incorporado

- Excelente relación precio/características
- Muy alta resolución para la adquisición de ECG
- 12 canales de superficie y 16 canales intracavitarios
- Estimulador incorporado extremadamente confiable y versátil con canal de estimulación seleccionable por software



Otras características:

- Hasta tres extraestímulos indendientes con incremento automático del tiempo de acoplamiento y estimulación multiprogramable
- Almacenamiento de datos continuo
- Los estudios pueden ser almacenados total o parcialmente. Estos estudios pueden ser revisados en cualquier momento para fines de comparación y/o análisis
- Puede ser instalado en una PC estándar o Notebook